

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable

Flowable composiet

UW BETROUWBARE FLOWABLE. NU EENVOUDIGER IN GEBRUIK.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative is beschikbaar in een nieuwe ergonomische spuit voor meer comfort en nog makkelijkere injectie. Deze geeft u meer controle en is zo dus ook preciezer te positioneren bij diepe restauraties.

Dring luchtballen en materiaalverspilling terug

Vrijwel geen luchtballen en "run-on" van materiaal meer, zodat betere controle tijdens het aanbrengen mogelijk is.

Geen foute inschattingen meer

De groene stamper van de spuit geeft aan hoeveel materiaal nog beschikbaar is. De spuit is volledig leeg wanneer alleen het witte gedeelte overblijft.



Buigzame canule

Eenvoudig te buigen
canule voor betere toegang,
zonder knikken.

Makkelijker vast te houden en te injecteren

De driehoekige vingerplaat en
het grotere drukoppervlak laten toe
om de grip vlot te personaliseren.



Belangrijkste voordelen

- Vrijwel geen luchtballen en “run-on” van materiaal
- Buigzame canule voor een betere toegang
- Ergonomisch design: makkelijk vast te houden en te injecteren
- Injecteerbaar in 1 stap tot 4 mm
- Uitstekende aanpassing aan de caviteit en lage krimpstress

Kan verwarmd worden voor injection molding

Verwarm tot 70°C gedurende max. 1 uur, tot max. 25 keer.



Posterieure restauraties nu makkelijker



Prepareer het gebitselement en breng een hechtmiddel aan, bijv. 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesief.



Plaats tot 4 mm van 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative in de geprepareerde caviteit en hard uit, bijv. met de 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED uithardingslamp.



Plaats een deklaag van (minstens) 2 mm van esthetisch composiet, zoals 3M™ Filtek™ Universal Restorative, en hard uit.

Klinische foto's gebruikt met toestemming van Dr. Reich, Seefeld, Duitsland

Indicaties

(Incrementeel tot 4 mm)



Basis
(Klasse I – II)



Liner
(Klasse I – II)



Minimaal invasieve tandheelkunde¹



Klasse III



Klasse V



Reparatie van kleine defecten bij indirecte restauraties



Reparatie²



Uitblokken van ondersnijdingen



Verzegelen van putjes en fissuren



Stompopbouw³

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige lijst van indicaties.

Bestelinformatie



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative refills

Refill bevat 2 spuitjes, met elk 2g, en 20 dispensingtips.

KLEUR	ORDERNUMMER
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

ORDERNUMMER	PRODUCTINFO.
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative Dispensingtips, 19-gauge, Groen (20)

¹ Inclusief kleine, onbelaste occlusale restauraties.

² Reparatie van tijdelijke acryl- en composietharsen.

³ Waarbij ten minste de helft van de tandkroonstructuur nog aanwezig is om structurele ondersteuning te bieden voor de kroon.



3M Nederland B.V.
Oral Care Solutions Division
infodental.nl@mmm.com
3M.nl/OralCare

3M Belgium bvba
Oral Care Solutions Division
infodental.be@mmm.com
3M.be/OralCare

3M, 3M Science. Applied to life., Elipar, Filtek en Scotchbond zijn merken van 3M Company.
© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.