

PureMotion® – Amalgaamscheiding van medentex

De amalgaamscheider is een zeer belangrijk aspect in elke tandartspraktijk. Met deze kennis en meer dan 30 jaar ervaring in de tandheelkundige branche heeft medentex haar productassortiment **PureMotion®** ontwikkeld. De werking hiervan berust op het eenvoudige, natuurlijke principe van de sedimentatie en maakt gebruik van de op zwaartekracht gebaseerde vloeiende beweging van het water – gewoonweg pure motion.




Als experts in het beheer van tandheelkundig afval, stellen we de hoogste eisen aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Dit strekt zich uit van de selectie van onze leveranciers tot de verwerking in ons bedrijf. **PureMotion®** is wat dit betreft geen uitzondering. Elk model bestaat uit hoogwaardige, zeer sterke onderdelen met een gegarandeerde lange operationele levensduur. We richten ons daarbij in het bijzonder op technologie die zich al vele jaren in de praktijk heeft bewezen en waarmee dus het risico van storingen minimaal is. Omdat we zoveel mogelijk het gebruik van geavanceerde elektronica vermijden, vergt onze apparatuur zeer weinig onderhoud.

medentex

The Experts in Dental Services

medentex – complete dienstverlening op het gebied van het tandheelkundig afval

Als gecertificeerde afvalverwerker met meer dan 30 jaar ervaring zijn wij experts op het gebied van de afvoer van tandheelkundig afval. Want wij produceren niet alleen de systemen maar ook de bijbehorende amalgaamscheiders die in ons afvalverwerkingsinstallatie in Bielefeld worden gerecycled. Vaste ophaalmomenten zorgen ervoor dat onverwachte storingen door volle amalgaamscheiders tot het verleden behoren.



medentex

The Experts in Dental Services

Absoluut betrouwbaar



PureMotion® – Het slimme alternatief voor
afzuiging en amalgaamscheiding



Heeft u vragen?
Onze adviseurs staan u graag
te woord op
020-6870119

medentex GmbH
Piderits Bleiche 11
D-33689 Bielefeld
Telefon: +49 (0) 5205 - 751652
www.pure-motion.com
info@pure-motion.com

Een onderneming van de
**Rentokil
Initial** Groep

PM-0217-NL

PureMotion®
Amalgam Separation. Simply Smart.

Sedimentatieafscheiding zonder gevoelige elektronica

Alle PureMotion® producten zijn voorzien van speciale afscheiders van sedimentatie. In Scandinavië vertrouwen tandartsen al tientallen jaren op de voordelen van het afscheiden van sedimentatie. Dit filtert het amalgaam op een zuiver fysieke manier uit het afvalwater, nl. door natuurlijke zwaartekracht. Dankzij dit doordachte ontwerp zijn er geen gevoelige elektronische componenten nodig in onze afscheiders. Dit garandeert de hoogste betrouwbaarheid en zorgt voor een vlotte continue werking.

Buitengewoon
duurzaam



Robuuste
techniek

Belangrijkste productkenmerken:

- ✓ Verschillende varianten voor elke praktijkgrootte
- ✓ Afscheiding van sedimentatie voor een betrouwbare continue werking
- ✓ Natuurlijke wijze van afscheiding zonder gevoelige elektronica in de afscheider
- ✓ Vaste ophaalmomenten voorkomt storingen door een volle afscheider
- ✓ Zeer onderhoudsvriendelijk dankzij bewezen technologie
- ✓ Recycling van de afscheider door medentex, op verzoek verwijdering van al het tandheelkundig afval

Uw situatie ...

1. Herinrichting van uw praktijk

- ✓ Verschillende systemen voor elke praktijkgrootte
- ✓ Centrale amalgaamafscheiding in de kelder of op dezelfde etage
- ✓ Eenvoudig te installeren

2. Natte of droge afzuigmotor reeds aanwezig

- ✓ Verschillende systemen voor elke praktijkgrootte
- ✓ Te gebruiken met vele andere systemen – wij kijken samen naar de meest geschikte oplossing
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Centrale amalgaamafscheiding in de kelder of op dezelfde etage

Onze amalgaamafscheider:

- ✓ Op basis van sedimentatie techniek
- ✓ Vaste wisselmoment(en) geregeld door medentex
- ✓ Voorkomt verstoppingen door het vastplakken van polijstpasta of straalmiddelen

Onze oplossing ...

PureMotion® complete systemen met droge afzuigmotor


PureMotion® M2
voor 1-2 behandelaars



PureMotion® M4
voor 3-4 behandelaars



PureMotion® M8
voor 5-8 behandelaars



Heeft u vragen
over de PureMotion®
systemen? Onze adviseurs
staan u graag te woord op
020-6870119

PureMotion® systemen voor praktijken met reeds een goedwerkende natte of droge afzuigmotor

PureMotion® W2/W4
voor 2-4 behandelaars



PureMotion® M2oS
voor 1-2 behandelaars



PureMotion® M4oS
voor 3-4 behandelaars



PureMotion® M8oS
voor 5-8 behandelaars

