

Miele



PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Thermodesinfector

als vrijstaand of onderbouwapparaat, met heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



- Capaciteit/charge bijv. 6 hand- en hoekstukken en 6 afzuigers
- Meer efficiëntie voor kleine praktijken - compact model
- Efficiënte heteluchtdroging - DryPlus
- Eenvoudig vloeibare media doseren - 2 geïntegreerde doseerpompen
- Eenvoudige bediening - LCD-display met toetsenvrij softtouch pad

| Model en uitvoering | |
|---|---|
| Model | Vrijstaand- /onderbouwapparaat, 60 cm breed |
| Volledig glazen deur | • |
| Ommanteling | Roestvrij staal |
| Geschikt voor onderbouw | • |
| Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma | • |
| Servicevriendelijke constructie | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor tandartspraktijk | • |
| Capaciteit | |
| Zeefschalen (E 197) per belading [aantal] | 3 |
| Kleine dienbladen/zeefschalen per belading [aantal] | 8 |
| Afzuigers per proces | 6 |
| Hand- en hoekstukken per proces (aantal) | 6 |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min. | 90 |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C | 93 |
| Nuttig volume spoelruimte in l | 73,00 |
| Besturing | |
| Soort besturing | MP.CON 3 |
| Programmakeuze | Touch-on-glass |
| Direct keuzetoetsen | • |
| Programmeerbaarheid | Vrij programmeerbaar |
| Resttijd aanduiding | • |
| Programmaweergave | • |
| Taal instelbaar op display | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Elektrische aansluiting | AC 230V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 2,6 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,8 |
| Zekering in A | 16 |
| Lengte aansluitkabels in m | 2,00 |
| Water aan- en afvoer | |
| Koud water (aantal) | 1 |
| Gedemineraliseerd water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in kPa | 200-800 |
| Maximale stijging van afvoerpomp in cm | 80 |
| Ingebouwde waterontharder | • |
| Afvoerpomp (DN) | 22 |

PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Thermodesinfector

als vrijstaand of onderbouwapparaat, met heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



| Droogaggregaat | |
|--|---------------------|
| Geïntegreerde droogaggregaat | • |
| Ventilator in kW | 0,1 |
| Verwarmingselement in kW | 0,8 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,8 |
| Afzuigcapaciteit in m ³ /uur | 110 |
| HEPA-filterklasse | H14 |
| Scheidingsrendement HEPA-filter (volgens DIN EN 1822) in % | 99,995 |
| Levensduur HEPA-filter in uren | 1.000 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 825 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 560 |
| Buitenmaat, nettdiepte in mm | 577 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1.030 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 670 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 670 |
| Spoelruimte, nuttige diepte in mm | 480 |
| Spoelruimte, nuttige hoogte in mm | 375 |
| Spoelruimte, nuttige breedte in mm | 415 |
| Maximale vloerbelasting in N | 175 |
| Nettogewicht in kg | 67 |
| Brutogewicht in kg | 77 |
| Emissiewaarde | |
| Geluidsniveau op werkplek | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h | 0,83 |
| Programma's | |
| Vario TD Intensiv | • |
| Vario TD Dental | • |
| Vario TD Dental + | • |
| Uitvoering | |
| 2 geïntegreerde doseerpompen voor vloeibare media | • |
| Dampcondensator | • |
| Interface voor procesdocumentatie | • |
| 3-voudig waterfiltersysteem | • |
| Rechtstreeks gekoppeld belaadstelsel | • |
| DryPlus | • |
| Instelmogelijkheid voor proceschemicaliën (2 x 5 l) | • |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4404) | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Seriële interface RS 232, uit te breiden met USB | • |

PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Thermodesinfector

als vrijstaand of onderbouwapparaat, met heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



| Normen, keurmerken | |
|---|---|
| CE 0051 | • |
| IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21 | • |
| EN ISO 15883-1 | • |
| EN ISO 15883-2 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| RoHS-richtlijn 2011/65/EU | • |
| EU-medische hulpmiddelen klasse IIb | • |

N.V. Miele S.A. België/Belgique
Z.5 Mollem 480
B-1730 Mollem

www.miele-professional.be
Infopro@miele.be

Tel.: +32 2/451 15 40
Fax.: +32 2/451 15 29

Miele s.à.r.l. Luxembourg
rue Christophe Plantin, 20
L-2339 Luxembourg

www.miele-professional.lu
Infolux@miele.lu

Tel.: +352/497 11 20
Fax.: +352/497-11-39