

Technische dienst: onderhoudspakketten



Goede apparatuur heeft onderhoud. Nauwkeurig meten kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd en gekalibreerd wordt. Henry Schein verzorgt dit graag voor u. De technische dienst van Henry Schein bestaat uit een team van gecertificeerde technici, die over de juiste opleiding en apparatuur beschikken om op locatie medische apparatuur te controleren en (kleine) reparaties uit te voeren.

Wat houdt het in?

Jaarlijks komt de technische dienst van Henry Schein bij u langs voor controle/onderhoud aan uw apparatuur. Na afloop ontvangt u per email een rapport met de testresultaten, een overzicht van eventueel uitgevoerde kleine reparaties en aanbevelingen tot vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten aantonen.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- preventief onderhoud zorgt voor continuïteit en een langere levensduur van uw apparatuur
- u voldoet aan de kwaliteitseisen van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het NHG/KNOV
- reparaties ter plaatse (indien mogelijk), zo blijft uw apparatuur voor u ter beschikking
- jaarlijkse controle op een in overleg bepaald tijdstip
- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- transparante prijsstelling op basis van het aantal te controleren apparaten

Het onderhoud is verdeeld in 3 pakketten, zodat u zelf kunt bepalen welk pakket het beste bij uw praktijk past.

Bij Henry Schein bent u verzekerd van de best mogelijke service!

PAKKET 1: PRAKTIJKCONTROLE TARIEVEN 2024

INBEGREPEN

Bloeddrukmeters

Analoog/digitaal/24uur, validatie m.b.v. een geijkte, digitale controle opstelling volgens Europese richtlijnen. Drukmeting op 6 niveaus: 0/50/100/150/200/250 mmHg, controle slangen en manchet.

Weegschalen

Analoog/digitaal, visuele controle op beschadigingen/zichtbare defecten en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 4 niveaus: 30/60/90/120 kg.

Babyweegschalen

Visuele controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 5 niveaus: 2,5/5,0/7,5/10,0/12,5 kg.

Unsters

Controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 2 niveaus: 2500/5000 gram.

Audiometers

Controle op functies, snoeren en bediening (uitgebreid ijken en kalibreren kan alleen door een specialist).

AED's

Visuele controle op verloopdata van electrode en batterij.

Dopplers

Functionele controle van transducer, kabel, volumeregelaar en algemene staat van de doppler.

Zuurstofapparatuur

Controle van de houdbaarheid en volume van de cilinder, revisie/keuringsdatum van het reduceerventiel en periodiek vervangen van o-ring. Visuele controle beademingsballon.

Saturatiemeters

Controle d.m.v. medisch geijkte simulator.

Urineanalyzers

Henry Schein OneStepPlus en Uryxxon Relax d.m.v. controle op 6 parameters.

Oorthermometers

Validatie van de meeste digitale oorthermometers m.b.v. gekalibreerde simulator op 38,5°C.

Hemocue Hb 201+ en Hb 301

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. HemoTrol-NG. (controlelevloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren) op 3 niveaus.

Hemocue glucosemeter 201+ en RT

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. Eurotrol GlucoTrol Hemolysaat (controlelevloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren), de 201+ op 4 niveaus, 201 RT op 5 niveaus.

Overige glucosemeters

Bayer Contour Next, TS, TX. Roche Performa, Aviva. Functionele controle d.m.v. de door u bijgeleverde teststrip en controlelevloeistof, m.u.v. Bayer en Roche controlelevloeistof.

Spirometers

Alleen Carefusion en Welch Allyn, validatie d.m.v. gekalibreerde ijkspuit.

ECG apparatuur

Controle d.m.v. ECG simulator, uitdraaien van een controle-strook.

Centrifuges

Controle op juist functioneren en balans.

Broedstoof

Visuele en functionele controle. Controle op juiste temperatuur d.m.v. digitaal meetinstrument (apparaat dient vooraf opgewarmd te worden).

1 tm 10 apparaten	€ 149,00
11 tm 14 apparaten	€ 199,00
15 tm 18 apparaten	€ 239,00
19 tm 22 apparaten	€ 269,00
23 tm 26 apparaten	€ 289,00
27 tm 30 apparaten	€ 309,00
31 tm 34 apparaten	€ 329,00
35 tm 38 apparaten	€ 349,00
39 tm 42 apparaten	€ 369,00
43 tm 46 apparaten	€ 379,00
47 tm 50 apparaten	€ 409,00
51 tm 54 apparaten	€ 429,00
55 tm 58 apparaten	€ 449,00
59 tm 62 apparaten	€ 469,00

63 tm 66 apparaten	€ 489,00
67 tm 70 apparaten	€ 509,00
71 tm 74 apparaten	€ 529,00
75 tm 78 apparaten	€ 549,00
79 tm 82 apparaten	€ 569,00
83 tm 86 apparaten	€ 589,00
87 tm 90 apparaten	€ 609,00
91 tm 100 apparaten	€ 659,00
101 tm 110 apparaten	€ 709,00
111 tm 120 apparaten	€ 759,00
121 tm 130 apparaten	€ 809,00
131 tm 140 apparaten	€ 859,00
141 tm 150 apparaten	€ 909,00

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- inclusief voorrijkosten (met uitzondering van de Waddeneilanden)
- autoclaven vallen buiten dit pakket, zie pakket 2
- alleen controle op apparaten voor professioneel gebruik

Voor uw vergelijk: het gemiddeld aantal apparaten van een huisartsenpraktijk op basis van het aantal fte:
2 fte: 23 - 26 apparaten
3 fte: 25 - 38 apparaten
4 fte: 47 - 50 apparaten
5 fte: 55 - 58 apparaten
6 fte: 63 - 66 apparaten
7 fte: 67 - 70 apparaten
8 fte: 79 - 82 apparaten

PAKKET 2: ONDERHOUD AUTOCLAAF TARIEVEN 2024

Goed periodiek onderhoud is essentieel voor een goede werking en de levensduur van uw apparatuur en instrumenten, maar is ook een vereiste van de IGJ en sommige zorgverzekeraars om de kwaliteit van uw praktijk te borgen. Het niet laten onderhouden van uw autoclaaf kan juridische gevolgen hebben.

Onderhoudsovereenkomst

- uitlezen van het geheugen voor foutmeldingen en storingen van het afgelopen jaar
- controle slangen en elektronica
- vervangen van deurring (indien nodig), filters en pakkingen
- reinigen ketel en watertank
- inspectie/reiniging van mechanische en elektronische onderdelen
- eventuele extra te vervangen onderdelen worden indien nodig in overleg vervangen

Na bovenstaande handelingen wordt de werking van de autoclaaf getest en vindt controle plaats op de capaciteit van luchtverdrrijving en stoompenetratie d.m.v. door de fabrikant voorgeschreven test. Hiervoor wordt oa gebruik gemaakt van een steriliteitstest volgend het Melag of Mocom protocol. U ontvangt een onderhoudsrapport als bewijs en controle per mail.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- jaarlijks preventief onderhoud, inclusief vervangen van basis onderdelen
- onderhoudsprotocol voor goedkeuring van 1 jaar
- gratis leenapparaat indien beschikbaar als een storing niet op korte termijn te verhelpen is
- 15% korting op onderdelen bij onderhoud en reparaties
- binnen 2 werkdagen een werkbare oplossing voor elk autoclaaf probleem

Melag modellen: 15EN+, 23S(+), 23VS(+), 29VS(+)
Mocom modellen: Millennium S, Exacta S, Classic S17/S22

Melag, jaarlijkse controle per autoclaaf	€ 340,00
Melag pakket 2 i.c.m. pakket 1	€ 290,00
Mocom, jaarlijkse controle per autoclaaf	€ 290,00
Mocom pakket 2 i.c.m. pakket 1	€ 240,00



U ontvangt € 50,- voordeel indien u de praktijkcontrole en het onderhoud aan de autoclaaf (pakket 1+2) op dezelfde dag laat verzorgen door Henry Schein. Bovendien is uw praktijk dan in één keer gecontroleerd conform de richtlijnen voor technisch onderhoud van de IGJ en het NHG/KNOV.

PAKKET 3: EXTRA ONDERHOUD TARIEVEN 2024

Naast het praktijkonderhoud genoemd in pakket 1, kan Henry Schein ook onderhoud aan extra apparatuur verzorgen. Onderstaand vindt u de mogelijkheden, deze tarieven zijn gebaseerd op gelijktijdige controle van pakket 1 of 2. Kiest u alleen voor onderstaand onderhoud dan worden er additionele voorrijkosten in rekening gebracht.

Mesi mTablet

- aanmaken testomgeving met een Henry Schein patiënt per tablet
- controle op systeem updates
- manchetten en module m.b.v. digitale drukteter controleren op 6 niveaus (0, 50, 100, 150, 200 en 250 mmHg)
- PDF rapport per module
- visuele controle van tablet, modules en manchetten
- manchetten controleren op lekkage

Controle van 1 tm 4 Mesi manchetten	€ 49,00
Controle van 5 tm 8 Mesi manchetten	€ 75,00



Mesi ABPI MD

Controle en kalibratie Mesi ABPI MD	€ 135,00
-------------------------------------	----------



Orion QuickRead Go (CRP)

Test en meting met speciale testvloeistof, controle op meetwaarden, functionele controle, visuele controle van de schacht, eventueel verwijderen van vuil in de schacht en installatie van de meest recente software versie op locatie van de klant.

Orion QuickRead Go (CRP)	€ 35,00
--------------------------	---------



Extra onderhoud door de fabrikant

Voor het onderhoud van onderstaande producten, halen wij de producten bij u op.* Wij regelen vervolgens dat de desbetreffende fabrikant de kalibratie van uw producten verzorgt.

Kalibreren ijkspuit

Carefusion en WA	€ 144,30
------------------	----------



Kalibreren audiometer

Kalibratie van een screening audiometer (bv Interacoustics AS208/608b/608e/GSI17/GSI18)

Per audiometer	€ 152,85
----------------	----------



Kalibreren tympanometer

Kalibratie van een screening tympanometer (bv Interacoustics MT10)

Per tympanometer	€ 197,25
------------------	----------



Huntleigh Dopplex Ability

Het uitvoeren van onderhoud/kalibratie door een Huntleigh gecertificeerde technicus. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van specifiek testmateriaal.

- visuele controle
- functionele controle
- veiligheidstest
- flowtest

Onderhoud Dopplex Ability	€ 247,00
---------------------------	----------



* Exclusief transportkosten á €13,90

PAKKET 3: EXTRA ONDERHOUD TARIEVEN 2024

Echosysteem

Het uitvoeren van standaard onderhoud.

- visuele controle
- reiniging en controle: monitor, panel, trackbal, luchtfilter, systeem kappen, externe apparaten, transducers, transducerhouders, controlepanel, monitor arm bewegingen en locks
- controle wielen, remmen, kabels, modules, ventilatoren, netwerk connectie, systeem functionaliteit, functionaliteit standby accu
- patiëntenlekstroom (transducers) en veiligheidsmeting

Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij dit standaard onderhoud. Mogelijk voor (bijna) alle echoapparaten.

Onderhoud echosysteem	€ 419,00
-----------------------	----------



Medische koelkasten

Het uitvoeren van standaard onderhoud. Hieronder valt controle op:

- casco, mechanische en elektrische onderdelen
 - controle op opstelling, luchtcirculatie, reinigen van de interne ventilator,
 - deur, -ophanging, -sluiting, -schakelaar, -rubber en deurverwarming (indien aanwezig)
 - afvoer van het dooiwater, opvangbak, relais, afvoerbuisverwarming van het ontdooisysteem,
 - indien aanwezig controle op interieurverlichting, ontdooiverwarming en ontdooiklok
 - beschadigingen op bedieningspaneel (zo nodig vervangen)
- temperatuurregeling en sensoren
 - controle temperatuurregeling en temperatuurdisplay
 - registreren van afwijkingen m.b.v. gekalibreerde meetapparatuur
 - setpoint, instelling H- en L-temperatuur alarmgrenzen
- koelsysteem
 - controle op eventuele lekkages van het koelsysteem, compressor, verdamper
 - het reinigen van de condensor
- overige
 - controle externe alarmmelder aansluiting (indien aanwezig)
 - controle externe dataloggers (exclusief USB-dataloggers) is bijna altijd mogelijk, dit wordt door de monteur bij jullie op locatie bekeken.
- vervanging accu

Indien van toepassing op het te onderhouden apparaat, wordt om het jaar de back up accu preventief vervangen. De kosten van de accu wordt separaat gefactureerd tegen de actuele stuksprijs. De vervanging van de accu wordt op de checklist genoteerd. De prijs van de back up accu van de meest voorkomende merken varieert tussen de € 19,25 en € 28,88 ex BTW, afhankelijk van het type koelsysteem.

Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd. Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij dit standaard onderhoud. Mogelijk voor (bijna) alle medische koelkasten.

Onderhoud medische koelkasten	€ 225,00
-------------------------------	----------



INSCHRIJFFORMULIER ONDERSHOUDSOVEREENKOMST

NL-HSMED-TECH02-A01 v2.0, 26 jan 2023

Klantnummer:

Naam praktijk:

Adres (waar onderhoud moet plaatsvinden):

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aantal apparaten (naar schatting):

Merk + type autoclaaf en serienummer:

Voorkeursdatum voor onderhoud:

Keuze onderhoudspakket:

Vink aan welk(e) onderhoudspakket(ten) u wenst.

Pakket 1 Praktijkcontrole

Pakket 2 Onderhoud autoclaaf

Pakket 3 Extra onderhoud (vink aan welke apparaten)

Mesi	type, serienr.
Orion QuickRead Go	serienr.
IJkspuit	merk, type, serienr.
Tympanometer	merk, type, serienr.
Audiometer	merk, type, serienr.
Dopplex Ability	serienr.
Echosysteem	merk, type, serienr.
Medische koelkast	merk, type, serienr.

Ja, ik laat graag de hierboven gekozen controle/onderhoudspakketten verzorgen door Henry Schein en ik ga akkoord met de voorwaarden.

Voor + achternaam aanvrager:

Handtekening:

Datum:

Aanmelden

Stuur dit formulier naar tdmedical@henryschein.nl

Voorwaarden

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- u kunt deze TD overeenkomst beëindigen door te mailen naar tdmedical@henryschein.nl
- indien u minder dan een week vooraf uw afspraak annuleert, kunnen er kosten in rekening worden gebracht
- bij een ingebouwde autoclaaf of een autoclaaf die verplaatst moet worden voordat onderhoud mogelijk is, wordt uw hulp verwacht bij het verplaatsen > is dit niet mogelijk, dan moeten wij een extra monteur sturen en worden deze kosten in rekening gebracht
- Henry Schein is niet verantwoordelijk voor latente gebreken tijdens/na de controle