










Instrumentdesinfectie

EuroSept Plus Instrument Disinfection Concentrate FV	Bijzonder effectief, virucidaal, vloeibaar concentraat voor de desinfectie van allerlei soorten chirurgische instrumenten. De formaldehyde-vrije productformulering wordt gekenmerkt door economische toepassingsconcentraties, brede werkzaamheid waaronder virucidale en tuberculocide met goede materiaalcompatibiliteit. Ideaal voor de virucidale einddesinfectie van allerlei medische instrumenten	9882715	Can, 5 liter	
EuroSept Plus Instrument Disinfection Concentrate FV		9882714	Fles, 2 liter	
EuroSept Plus Instrument Disinfection Concentrate	Concentraat voor instrumentdesinfectie. Voor desinfectie en reiniging van endoscopen en allerlei andere soorten medische instrumenten.	9882713	Can, 5 liter	
EuroSept Plus Instrument Disinfection Concentrate		9882712	Fles, 2 liter	
EuroSept Plus Instrument Cleaner Enzymatic Concentrate	Biedt een hoge materiële compatibiliteit en is daarom het ideale reinigingsconcentraat voor het handmatig prepareren van chirurgische instrumenten en flexibele endoscopen. EuroSept Plus Instrument Cleaner Enzymatic Concentrate schuimt niet en is geschikt voor gebruik in een ultrasoonbad. Biedt uitstekende reinigingsprestaties door de combinatie van niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen met een gestabiliseerd complex van drie enzymen. De zelfwerkende formule doordringt en verwijdert effectief allerlei soorten organische verontreinigingen, zoals gestold bloed en slijm; zelfs op moeilijk te bereiken plekken.	9882711	Fles, 1 liter	



Oppervlakedesinfectie *(gladde oppervlakken en slangen)*

EuroSept Plus Surface Disinfection Wipes	EuroSept Plus Wipes op basis van alcohol en aldehydevrij voor snelle en simpele desinfectie van oppervlakken en dentale apparaten. Afmeting: 14 x 18 cm.	9884001	Dispenser met 120 wipes	
EuroSept Plus Surface Disinfection Wipes		9884000	Refill, 120 stuks	
EuroSept Max Wipes XL non-alcohol	Gebruiksklare wipes zonder alcohol geschikt voor het desinfecteren van alcoholgevoelige oppervlakken. Afmeting van de doeken 20x 22cm.	9006411	Dispenser met 200 wipes	
EuroSept Max Wipes XL non-alcohol		9006410	Refill, 200 stuks	
EuroSept Plus Surface	Gebruiksklaar, aldehydevrije snelle ontsmetting op basis van ethanol voor een snelle en doeltreffende ontsmetting van medische inventaris en medische hulpmiddelen, evenals van alle soorten oppervlakken. Niet gebruiken op alcoholgevoelige oppervlakken (acrylglas).	9884041	Can, 5 liter	
EuroSept Plus Surface Lemon	Idem als EuroSept Plus Surface, met limoengeur	9884043	Can, 5 liter	
EuroSept Plus Surface Lemon		9884042	Fles, 1 liter	



Zuiginstallatie intern

EuroSept Plus Evac Disinfection	Voor dagelijkse reiniging, desinfectie en verzorging van afzuiginstallaties, waterslangen en amalgaamscheider. Bij een concentratie van 2% en een blootstellingstijd van 30 minuten is de desinfectie bacteriedodend, gistendodend (getest volgens de DGHM-richtlijn), beperkt tot virucidaal volgens DW / RKI-richtlijn 08/2008 (inclusief HIV, HBV, HCV). Neutrale, frisse geur.	9883995	Can, 5 liter	
EuroSept Plus Evac Disinfection		9883994	Fles, 2 liter	
EuroSept Plus Evac Cleaner Concentrate	Speciale reiniger voor afzuigsystemen, waterslangen en afvoerslangen. Het wordt twee keer per week gebruikt voor de ondersteunende reiniging van het afzuigstelsel, het spittoon en het watersysteem, naast de HSS-extractie-desinfectie EuroSept Plus. De reiniger wordt gebruikt in een concentratie van 5%. Als het erg vuil is, moet de dosering worden verhoogd tot 10%.	9882692	Fles, 2 liter	

Spittoonreiniging

EuroSept Plus Spittoon Reiniger	Kant-en-klare oplossing voor het reinigen en desinfecteren van het spittoon. Het omvat een uitgebreid scala aan activiteiten tegen bacteriën en schimmels. Zeer goede desinfectie en reiniging (bijv. afzettingen van kalk, bloed en kleurstoffen van plaque-kleurstoftabletten). Voldoet aan EU-richtlijn 93/42 / EEG voor medische hulpmiddelen. Neutrale geur.	9882690	Fles, 750 ml	
EuroSept Plus Nano Spittoon Foam Cleaner	Kant-en-klare nano-schuimreiniger voor het reinigen en desinfecteren van het spittoon. Het bestrijdt een breed spectrum van activiteit tegen bacteriën en gisten. Uitstekende reiniging (bijv. afzettingen van kalk, bloed en kleurstoffen van plaque-kleurstoftabletten). Binnen een minuut wordt het schuim vloeibaar en verandert het van kleur naar helderblauw. Voldoet aan EU-richtlijn 93/42 / EEG voor medische hulpmiddelen.	9882691	Fles, 400 ml	

Handreiniging- en verzorging

EuroSept Plus Washlotion	Washlotion, pH-neutraal, voor de geïrriteerde huid en handen. Het aangenaam fijne romige schuim reinigt zacht en grondig. De lanoline verzorgt als een vochtinbrengende crème en de huidvriendelijke reinigende oppervlakreactieve stoffen verminderen het uitdrogen van de huid tijdens het wassen. De washlotion is vrij van kleurstoffen en heeft een aangename subtiele geur.	9882700	Fles, 1 liter	
EuroSept Plus Washlotion Sensitive	Romige, delicate, ph-neutrale huidwashlotion voor het regelmatig reinigen van huid en handen. De toevoeging van verzorgende ingrediënten en glycerine verminderen het uitdrogen van de huid tijdens het wassen. Reinigt grondig en is zuinig in gebruik. Bovendien is de milde reinigingslotion vrij van parfums en kleurstoffen en daarom geschikt voor gebruik bij een gezonde huid, om allergie door de genoemde stoffen te voorkomen.	9882702	Flacon, 500 ml	
EuroSept Plus Handcreme Lotion	Zeer snel opnemende verzorgingslotion, ideaal voor handschoendragers. Vooral geschikt voor de droge huid. Heeft hydraterende en vettende eigenschappen. Beschermende en hoogwaardige zorg in het dagelijks leven, vooral met frequent wassen en desinfecteren. Vrij van kleurstoffen.	9882694	Flacon, 500 ml	