



Pinnacle

De precieze peakflow meter van
onberispelijke afkomst

Pinnacle

Jarenlange ervaring in het ontwerpen, testen en verbeteren van de meest toonaangevende peakflow meters ter wereld heeft geleid tot de Pinnacle peakflow meter. Ontworpen om te voldoen aan de nieuwe ISO-norm (ISO23747) op het gebied van prestatie en kwaliteit waaronder een eenvoudig afleesbare schaal en het aan te passen ingebouwde Colour-Zonesysteem voor astmabehandeling dat niet afwasbaar is (zie illustratie hieronder).

In tegenstelling tot andere peakflow meters zorgt het geavanceerde ontwerp van Pinnacle ervoor dat hij niet uit elkaar gehaald hoeft te worden, waardoor de integriteit van het interne mechanisme beschermd blijft; daarnaast vermijdt een intern controleventiel kruisbesmetting.

Pinnacle wordt geleverd met instructies en een notitiekaart voor 4 weken. Hij kan ook volledig op maat worden geleverd voor promotionele doeleinden.

Beschikbaar met Europese of ATS-schaal

Wanneer nauwkeurigheid belangrijk is bij de klinische behandeling van astma is een compromis geen optie. Kies dus voor Pinnacle, de peakflow meter van onberispelijke afkomst.




Kenmerken

- Speciaal ontworpen om te voldoen aan de ISO23747-schaalnorm
- Beweegbare kleurzones voor astmabehandeling (die niet afwasbaar zijn)
- Grote, duidelijk leesbare schaal
- Ingebouwd intern controleventiel waardoor kruisbesmetting wordt vermeden
- Voldoet aan en overtreft alle internationale prestatienormen
- Kan op maat gemaakt worden voor promotionele doeleinden
- Beschikbaar met Europese of ATS-schaal


Specificaties

Pinnacle

Bereik	60-900 l/min (EU, EN13826/ISO23747) 60-900 l/min (ATS)
Schaalverdeling	10 l/min
Nauwkeurigheid	<+/- 5% of 10 l/min
Herhaalbaarheid	<+/- 2%
Kalibratie	100% (afzonderlijk apparaat)
Frequentierespons	c100Hz bij 350 l/min
Dynamische status	Kritisch gedempt bij 350 l/min
Normnaleving	ISO 23747 AS/NZS 4237:1994 NAEP-richtlijnen 1991
Integrale controle waarde	Alleen verlooptijd



Notitiekaart voor peakflow waarin een herstel zichtbaar is van acut astma met duidelijke ochtenddips.



(Colour-Zonesysteem voor astmabehandeling)