

NAALD- HOUDERS



Naaldhouders van American Eagle Instruments®: **met maximale precisie** vervaardigd overeenkomstig de hoogste normen van chirurgisch mechanisch vakmanschap.

Moderne chirurgische naalden zijn bijzonder hard en stellen bijgevolg hogere eisen aan de buigzaamheid van de instrumenten. De naaldhouders van American Eagle zijn versterkt met inzetstukken van Tungsten Carbide. Dit gesinterde materiaal vertoont slechts **minimale slijtage** en is tegen alle gangbare soorten herverwerking bestand. De inzetstukken zijn fijn gekarteld om de naalden correct en nauwkeurig uit te lijnen en stevig vast te houden, en ze te fixeren.

Geen scherpe randen: vooral aan het scharnier en aan de hardmetalen TC-inzetstukken. De draad kan ongehinderd over het instrument glijden, waardoor het risico dat deze tijdens het hechten of bij het knopen per ongeluk loskomt betrouwbaar wordt voorkomen.

AESNHMH2	<p>Naaldhouder Mayo Hegar, TC, 16 cm</p> <p>Geschikt voor naalddiktes 3/0-4/0. De lengte van het instrument verzekert zelfs toegang tot achter in de mond. De hardmetalen TC-inzetstukken garanderen een stevige grip en minimale slijtage.</p>
AESNHMH3	<p>Naaldhouder Mayo Hegar, TC, 18 cm</p> <p>Geschikt voor naalddiktes 3/0-4/0. De lengte van het instrument verzekert zelfs toegang tot achter in de mond. De hardmetalen TC-inzetstukken garanderen een stevige grip en minimale slijtage. Extra lange variant met een lengte van 18 cm.</p>
AESNHLR	<p>Naaldhouder Lichtenberg Ryder, TC, 17 cm</p> <p>Geschikt voor naalddiktes 3/0-4/0. Met een soepel en nauwkeurig vergrendelingsmechanisme. De hardmetalen TC-inzetstukken garanderen een stevige grip en minimale slijtage.</p>
AESNHDB	<p>DeBakey naaldhouder, Macro, TC</p> <p>Geschikt voor bijna alle naalddiktes: 3/0, 4/0 en 5/0. De hardmetalen TC-inzetstukken garanderen een stevige grip en minimale slijtage.</p>
AESNHSWE	<p>Zweedse naaldhouder, Micro, TC</p> <p>Micronaaldhouder, geschikt voor naalddiktes 5/0-6/0. De hardmetalen TC-inzetstukken garanderen een stevige grip en minimale slijtage.</p>
AESNHBA	<p>Naaldhouder Macro/Micro, TC, 18 cm</p> <p>Geschikt voor naalddiktes van 4/0 tot 6/0. Ronde heften voor maximale precisiegeleiding en comfort. Bijzonder soepel vergrendelingsmechanisme. De hardmetalen TC-inzetstukken garanderen een stevige grip en minimale slijtage.</p>

