




*American Eagle*  
INSTRUMENTS®



# RETRACTOR/ WANG- RETRACTOR



De retractoren van American Eagle zijn gemaakt van chirurgisch staal met het oog op een optimale reiniging en voorbereiding. De **matte oppervlakteafwerking** voorkomt storende lichtreflecties. De modellen met een borgring zijn speciaal aangepast voor verwerking in de bijpassende chirurgische cassettes van American Eagle: daartoe werd de **ringmaat aangepast**. Deze modellen kunnen samen met de andere instrumenten in de gesloten cassette worden verwerkt.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>AESRCW</b>   | <p><b>Cawood-Minnesota retractor</b></p> <p>De Cawood-Minnesota retractor werd speciaal ontworpen om aan verschillende toepassingen in de tandheelkundige chirurgie te voldoen: voor het weghouden van mucoperiostale flappen, de wangen, lippen of tong.</p>                  |
| <b>AESRLAN1</b> | <p><b>Langenbeck wangretractor 1, 30 x 16 x 210 mm</b></p>   |
| <b>AESRLAN2</b> | <p><b>Langenbeck wangretractor 2, 40 x 11 x 210 mm</b></p>   |
| <b>AESRLAN3</b> | <p><b>Langenbeck wangretractor 3, 50 x 11 x 210 mm</b></p> <p>De Langenbeck wangretractor 3 wordt gebruikt om mucoperiostale flappen, de wangen, lippen of tong weg te houden.</p>   |
| <b>AESRMID1</b> | <p><b>Middeldorpf retractor nr. 1, 14 x 17 x 210 mm</b></p>  |
| <b>AESRMID2</b> | <p><b>Middeldorpf retractor nr. 2, 20 x 22 x 210 mm</b></p> <p>De Middeldorpf wangretractor 2 wordt gebruikt om mucoperiostale flappen, de wangen, lippen of tong weg te houden.</p>   |
| <b>AESRVES</b>  | <p><b>Branemark vestibulum-retractor</b></p> <p>De Branemark-retractor, ook wel implantaatretractor genoemd, zorgt ervoor dat het chirurgisch gebied gemakkelijk toegankelijk en vrij is.</p>  |
| <b>AESRB</b>    | <p><b>Bishop-wangretractor</b></p> <p>De Bishop-retractor is speciaal ontworpen om aan een breed scala van eisen in de tandheelkundige chirurgie te voldoen en volgt optimaal de orale anatomie: voor het weghouden van mucoperiostale flappen, de wangen, lippen of tong.</p> |