



# PERIOTOMEN

De periotomen van American Eagle zijn ontwikkeld voor een zo zacht mogelijke extractie, vooral vóór een geplande implantatie. Alvorens tandtangen of wortelheffers te gebruiken, kan het parodontale ligament **zo atraumatisch mogelijk** met behulp van periotomen worden losgemaakt. De zeer fijne werkuiteinden zijn specifiek ontworpen om diep in de parodontale spleet te kunnen binnendringen.

De geharde, fijne en licht flexibele snijranden van het instrument volgen de wortelstructuur en maken de vezels van het parodontium los. De instrumenten zijn ontworpen met een potloodheft voor maximale controle. Ze maken een **directe en gecontroleerde krachtoverbrenging** mogelijk, terwijl de omliggende bottenstructuren zoveel mogelijk worden gespaard. De matte heften voorkomen storende lichtreflecties.

De MacroGrip-groefstructuur van de heften zorgt voor een stevige grip en is gemakkelijk te reinigen.

<b>AESPT4</b>	Periotoom 1,8 mm, recht en gebogen
<b>AESPT5</b>	Periotoom 2,5 mm, recht en gebogen
<b>AESPT6</b>	Periotoom 1,8 mm en 2,5 mm, gebogen

