



Charisma® Van nature betrouwbaar.

Eigentijdse en ongecompliceerde restauraties.

- » **U voelt zich comfortabel met het vertrouwde gebruiksgemak en betrouwbaarheid:** Charisma's uitstekende modelleer- en polijsteigenschappen komen voort uit onze jarenlange ervaring in de composiettechnologie. Uw persoonlijke gewoonten voor het gebruik van Charisma blijven ongewijzigd, we hebben alleen het filler system verbeterd door middel van veldspaat.
- » **U profiteert van een toegenomen kameleon-effect als gevolg van de keramisch versterkte formule:** Niet alleen versterkt veldspaat het vulsysteem van Charisma, maar deze keramisch versterkte formule faciliteert ook het gebruik van 1 kleur in de laagtechniek, vereenvoudigt de kleurkeuze en verbetert de fysieke eigenschappen van de composiet. De nieuwe keramische vulstoffen zorgen voor levendige kleuren en een verbeterd kameleon-effect.

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP


Charisma®

Natuurlijk ogende en betrouwbare all-rounder met verbeterd kameleon effect.

Gemakkelijk te verwerken en betrouwbaar zijn de associaties bij onze klassieker. Niet zo verwonderlijk als u bedenkt dat in ruim 20 jaar wereldwijd met Charisma miljoenen natuurlijke en duurzame vullingen zijn gemaakt.

Wat betekent een keramiek-versterkte formule?

Het bekende en bewezen microhybride composiet Charisma, dat in 1992 één van de eerste universele composieten op de markt was, is nu vernieuwd. De Charisma-formule is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in vultechnologie. Het is de eerste composiet op de dentale markt dat veldspaat bevat. Veldspaat wordt veelal gebruikt in de glasindustrie en keramische industrie. In dentaal keramiek geeft het een fijne structuur aan het materiaal waardoor dit niet te onderscheiden is van het natuurlijke element. De vernieuwde Charisma composiet levert dezelfde ongecompliceerde prestaties als altijd. De bekende handlingeigenschappen evenals de romige consistentie en zeer goede polijsteigenschappen zijn onveranderd gebleven. Bijkomend voordeel is dat u gemakkelijk natuurlijke resultaten zult bereiken met de 1 kleur laagtechniek.



Bron: Prototype test met 133 deelnemers 2014, Product Applicatie, Kulzer GmbH. Documentatie beschikbaar.

Kleuren	Charisma Syringe Refill	Charisma PLT Refill
Universele kleuren	1 x 4 g	20 x 0.25 g
A1	66000085	66000103
A2	66000086	66000104
A3	66000087	66000105
A3.5	66000088	66000106
A4	66000089	66000107
B1	66000090	66000108
B2	66000091	66000109
B3	66000092	66000110
C2	66000093	66000111
C3	66000094	66000112
C4	66000095	66000113
D3	66000096	66000114
Opake kleuren	1 x 4 g	20 x 0.25 g
OA2	66000097	66000115
OA3	66000098	66000116
OA3.5	66000099	66000117
Artikel Nr.	Verpakking	
66061391	Charisma kleurenring	

Het geheim achter de intens natuurlijke look: Charisma's ideale kleurgelijkheid maakt 1 kleur laagtechnieken nog gemakkelijker.



Charisma – Nieuw



Charisma – Oud



Z100 (3M Espe)



Herculite XRV Ultra (Kerr)



Gaenial Anterior (GC)



Amelogen Plus (Ultradent)