



Laboratorium materialen van Cavex zijn het verlengstuk van de dentale praktijk en moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Bovendien zijn deze, dankzij de nauwe samenwerking van Cavex met tandtechnici en -prothetici, afgestemd op de specifieke wensen in het tandtechnisch laboratorium.

Your impression is our concern

De modelleerwas waarmee u kunt lezen en schrijven.

Het maken van een prothesemodel is een kunst. Het komt aan op het talent en de vaardigheden van de tandtechnicus, de samenwerking met de tandarts en de uitgelezen eigenschappen van de modelleerwas. De tandtechnicus stelt daar hoge eisen aan. Cavex Set Up Modelling Wax is - inderdaad - als was in zijn handen.



Voorspelbaar gedrag van Cavex Set Up Soft, Regular, Hard en ExtraHard Modelling Wax.

- voor volledige en partiële protheses
- geringe krimpspanning dimensioneel stabiel
- plastisch en elastisch
- modelleer- en boxingwas

Het geheim van een goede modelleerwas zit 'm in de receptuur. Paraffines, micro-wassen, natuurlijke was en pigmenten zijn door Cavex zo gecombineerd dat de smeltpunten niet ver uit elkaar liggen. Het proces van smelten en verharden verloopt daardoor gelijkmatig en voorspelbaar. Omdat omstandigheden en persoonlijke voorkeuren verschillen, kunt u kiezen uit Soft, Regular, Hard en Extra Hard. De verwerking is dezelfde, maar smeltpunt en eindhardheid variëren.

De wasplaten hebben een royaal formaat, veelal voldoende voor twee protheses. Naast het opzetten van de beetwal wordt Cavex Set Up Modelling Wax ook als boxingwas gebruikt, omdat het goed hecht aan de lepel. Bij de tandarts is deze was, door z'n ideale consistentie, populair als beetregistratie.

Een prothese moet niet alleen mooi zijn, maar ook perfect passen.

Esthetiek en technische perfectie dienen samen te gaan. Om mooi te kunnen modelleren en de elementen nog te kunnen corrigeren, blijft de was in de handen van de tandtechnicus voldoende lang plastisch. Bovendien behoudt het z'n dimensionele stabiliteit. De elasticiteit maakt de was heel geschikt voor partiële protheses.

Cavex Set Up Modelling Wax laat zich mooi glad afwerken, zonder druppelvorming. De kleur is heel natuurlijk, hetgeen de tandarts en de patiënt zullen waarderen bij het passen, evenals de vormvastheid in de mond. Na uitharding zijn de elementen degelijk gefixeerd. Het eindresultaat is exact gelijk aan het model.

Cavex Set Up Soft, Cavex Set Up Regular, Cavex Set Up Hard en Cavex Set Up Extra Hard worden door uw depot geleverd in verpakkingen van 500 gram (23 platen) en van 2,5 kg (115 platen). Voor nadere informatie over productsamenstelling en -toepassingen kunt u contact opnemen met Cavex, +31 23 530 77 00 of www.cavex.nl

