

DE NIEUWE **PAARSE** STANDAARD VOOR BESCHERMING

'Paars staat voor bescherming' – dit wordt wederom door Halyard Health bewezen met de introductie van de PURPLE NITRILE* MAX, het nieuwste product in ons assortiment onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik.

Dit product is speciaal ontwikkeld voor professionals die vaak handschoenen dragen en extra bescherming nodig hebben tot halverwege de onderarm.



De PURPLE NITRILE* MAX handschoen is duurzaam, eenvoudig aan en uit te trekken en biedt bovendien deze belangrijke veiligheidskenmerken:

Verlengde manchet – de PURPLE NITRILE* MAX heeft een manchet met een lengte van 400 mm die tot halverwege de onderarm komt, en biedt daarmee de juiste mate van bescherming tegen gevaarlijke micro-organismen.

Meer gewicht – met 20 gram heeft de PURPLE NITRILE* MAX meer dan tweemaal het gewicht van de PURPLE NITRILE-XTRA*, voor extra vertrouwen bij het hanteren van scherpe voorwerpen en chemicaliën.

Dikkere vingertoppen – de extra dikke vingertoppen geven de handschoen bijna twee keer zoveel bescherming als alle andere onderzoekshandschoenen uit het assortiment van Halyard, en bieden nog steeds uitstekende tactiele gevoeligheid.

Volledig geruwd – de PURPLE NITRILE* MAX handschoen beschikt over volledig geruwde vingertoppen en handpalm voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden.

NIEUW!

PURPLE NITRILE* MAX POEDERVRIJE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



Met PURPLE NITRILE* MAX krijgen de gebruikers de bescherming die ze nodig hebben en hoeven ze geen dubbele of driedubbele handschoenen te dragen.

Het gebruik van deze wegwerp-handschoenen levert een kostenbesparing op ten opzichte van het gebruik van herbruikbare industriële handschoenen en daarmee krijgt de gebruiker met de PURPLE NITRILE* MAX waar voor zijn geld.



PURPLE NITRILE* MAX Poedervrije onderzoekshandschoenen

Artikel	Beschrijving	Maat	Handschoenen/ Verpakking	Verpakkingen/ Doos	Handschoenen/ Doos
47195	PURPLE NITRILE* MAX Poedervrije onderzoekshandschoen	Small	50	8	400
47196	PURPLE NITRILE* MAX Poedervrije onderzoekshandschoen	Medium	50	8	400
47197	PURPLE NITRILE* MAX Poedervrije onderzoekshandschoen	Large	50	8	400
47198	PURPLE NITRILE* MAX Poedervrije onderzoekshandschoen	X-Large	50	8	400

Productspecificaties

Diktemetingen	MM
Middelvinger:	0,28
Handpalm:	0,24
Manchet:	0,15
Gemiddelde lengte	415 mm


Fysieke eigenschappen

Voor veroudering	
Kracht tot breekpunt:	18 N
Breukrek:	550%

Na veroudering	
Kracht tot breekpunt:	24 N
Breukrek:	450%

AQL - EN455-1

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau	1,0 AQL
-------------------------------	---------



KNOWLEDGE NETWORK* Klinische voorlichting
Deskundige klantenservice
Professionele buitendienst
Hulpmiddelen & best practices
Klinisch onderzoek
Streven naar perfectie

Stuur voor meer informatie een e-mail aan

customerservice.bnl@hyh.com of ga naar www.halyardhealth.nl

www.halyardhealth.nl

*Handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Halyard Health, Inc. of gelieerde bedrijven. ©2017 HYH.

Alle rechten voorbehouden.

De PAARSE KLEUR is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Halyard Health, Inc. of gelieerde bedrijven. COPY-01453 - HC207-00-NL