

GAMMEX® Latex

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Latex, poedervrije chirurgische handschoenen die optimaal comfort, stevigheid en tastgevoel combineren

- **Verhoogd comfort en bescherming:** De unieke latexsamenstelling van GAMMEX® Latex poedervrije handschoenen is zacht en toch robuust; de beste combinatie van comfort en handbescherming.
- **Gecertificeerd voor ergonomisch comfort en prestaties:** Deze door United States Ergonomics gecertificeerde handschoenen hebben een anatomisch ontwerp met vingervormige kussentjes die de vingergevoeligheid verhogen, zodat de gebruikte handspieren minimaal belast worden.
- **Extra reinigingsprocessen:** Additionele reinigingsprocessen zorgen voor de laagste niveaus van latexproteïnen en chemische versnellers om het risico op de ontwikkeling van type I latex of type IV chemische allergieën te helpen minimaliseren.
- **Moeiteloos aan te trekken:** Dankzij de unieke technologie van Ansell om droge en vochtige handen aan te trekken, verloopt het aantrekken moeiteloos
- **Veilig omgaan met chemo:** Getest volgens ASTM D6978 en kan veilig worden gebruikt voor een reeks chemotherapiemedicijnen*.

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoenen door personen die overgevoelig zijn voor latex is niet vastgesteld. Dit product bevat natuurrubberlatex, dat allergische reacties kan veroorzaken.

*Neem contact op met de Ansell-klantendienst voor specifieke permeatietijden en aanbevelingen voor chemotherapiemedicijnen.

Aanbevolen voor

- Vochtig aantrekken
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Te gebruiken als buitenhandschoenen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX® Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX®-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Recht, met SUREFIT [™] Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD [™] Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buitenhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	AQL 0,65
Steriel	Ja
Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Xanthogeen-polysulfiden, Natrium di-n-butyldithiocarbamaat (SDBC), Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5
Productcode	330048055	330048060	330048065	330048070	330048075	330048080	330048085	330048090	330048095

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel.: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel VS Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Central & South America
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazil
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvass.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +1 800.952.9916
 E-mail: info.india@ansell.com
Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com