

TIPS VOOR DE LUCHT- / WATERSPUIT

GEMAK EN VEILIGHEID

Disposable tips voor
eenmalig gebruik
minimaliseren het risico
op kruisbesmetting en zijn
ontworpen voor prestaties.

**NU BESCHIKBAAR IN
65 MM EN 88 MM**



Bestel nu op **HENRYSCHEIN.NL**



EXCLUSIEVE
MERKEN EN
PRODUCTEN



KWALITEIT
WAAROP U KUNT
VERTROUWEN



DOORDACHT
BESPAREN

TIPS VOOR DE LUCHT/WATERSPUIT

Voordelen

Disposable: De disposable tips voor eenmalig gebruik hebben een doorzichtige plastic buitenkant en een kleurrijke plastic binnenkant, voor de volledige scheiding van lucht en water

Veelzijdig: Uitwisselbaar met metalen tips en geen conversieadapter nodig

Ontwerp met Quad Air-Core: Vier luchtkanalen scheiden de luchtstroom voor meer efficiëntie en geen vochtbesmetting

Past goed: De binnenbuis beweegt niet onder druk en is voorzien van een vergrendelingsgroef voor het tip, die zo ontworpen is dat hij goed past en tijdens de procedures op zijn plaats blijft zitten

Comfort van de patiënt: Gladde, afgeschuinde randen

NU BESCHIKBAAR IN 2 MATEN
65 mm en 88 mm voor alle behandelingen.



NIEUW! 65 mm



88 mm



Tips van 65 mm nu in milieuvriendelijke verpakking

Tips voor de plastic lucht-/waterspuit van Henry Schein®

65 mm, 250/verpakking **NIEUW!**

Mix van kleuren (groen, roze, blauw, paars, geel)

5722791

88 mm, 250/zak

Transparant

9006798

Groen transparant

9006794

Roze transparant

9006795

Paars transparant

9006796

Geel transparant

9006797

Bestel vandaag op **HENRYSCHEIN.NL**



EXCLUSIEVE
MERKEN EN
PRODUCTEN



KWALITEIT
WAAROP U KUNT
VERTROUWEN



DOORDACHT
BESPAREN